

Origamiholder til prøverør til kviktestene

En relativ nem og hurtig måde at lave en holder til plastprøverørene til kviktestene er at folde en origamiholder ved brug af saks, tape og A4 papir (min. 80 gram). Der kan kun anvendes et prøverør pr. holder. Hvis der anvendes A4 papir med flere gram eller karton, vil stabilitet af holderen forbedres. Brugeren kan evt. selv forsøge med andre lignede alternativer eller løsninger, som de finder mere brugbare.

Se nedenstående billeder med eksempel fra ISS Diagnostica.

Figur 1: Billeder af origamiholder i anvendelse

